

SUREPREP®

Protector cutáneo

USOS RECOMENDADOS

- » Protección contra fluidos corrosivos
- » Protección contra traumatismos causados por adhesivos

APÓSITOS SECUNDARIOS RECOMENDADOS

- » No corresponde

INDICACIONES

Aplíquelo a piel íntegra o lesionada a fin de crear una barrera primaria contra:

- » Fluidos corporales
- » Abrasión por el adhesivo

FRECUENCIA DE CAMBIO

- » Hasta 72 horas o con cada cambio de apósito

CONTRAINDICACIONES


- » En zonas infectadas de la piel
- » Cerca de los ojos
- » Como único material de recubrimiento en situaciones que requieren la protección adicional de un apósito contra la contaminación/penetración bacteriana, p. ej. accesos de catéter de tratamiento intravenoso y heridas de espesor total o parcial



ACERCA DE SUREPREP

- » Protege contra la abrasión por el adhesivo^{1,2}
- » Apto para piel delicada³
- » Su rendimiento superó al de 3M Cavilon® en un estudio controlado⁴
- » Secado rápido⁵
- » Permeable al vapor
- » Crea una barrera impermeable sobre la piel perilesional
- » Protección contra la fricción y los fluidos corporales
- » Transparente

Pérdida transepidérmica de agua (PTEA)⁴



El día 4 y el día 5, los sujetos que usaban Sureprep No-Sting presentaron una pérdida de agua considerablemente menor que los que usaban 3M Cavilon No-Sting.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para hacer pedidos por caja, agregue una "Z" al final del número del artículo.
Para hacer pedidos unitarios, agregue una "H" al final del número del artículo.

SUREPREP NO-STING

Para pieles dañadas o delicadas; no contiene alcohol.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1505	Toallitas protectoras que no causan ardor	A5120, A6250	50/caja, 10 cajas/cartón
MSC1506	No-Sting Foam Wipes	A5120, A6250	50/caja, 10 cajas/cartón
MSC1510	Hisopo aplicador que no causa ardor, 1 ml	A5120, A6250	25/caja, 5 cajas/cartón
MSC1513	Hisopo aplicador que no causa ardor, 3 ml	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón



SUREPREP RAPID DRY

Para pieles dañadas o íntegras; no causa ardor ni contiene alcohol.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1605	Toallitas protectoras de secado rápido	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón
MSC1610	Hisopo aplicador de secado rápido, 1 ml	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón
MSC1613	Hisopo aplicador de secado rápido, 3 ml	A5120, A6250	25/caja, 4 cajas/cartón
MSC1528	En rociador, no causa ardor, 28 ml	A4369, A6250	12/caja



SUREPREP

Ideal para protección estándar de piel perilesional; contiene alcohol.

N.º del artículo	Descripción	HCPCS	Empaque
MSC1500	Toallitas protectoras de la piel	A5120, A6250	50/caja, 20 cajas/cartón
MSC1500PK	Toallitas protectoras de la piel	A5120, A6250	10/envase



Referencias bibliográficas

1. Chakravarthy D, Falconio-West M. A Randomized, Controlled Trial of Two Sting-Free Polymeric Skin Barrier Products, One Water Based, the Other Solvent Based. Presentado en Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care. Nashville, TN, EE. UU. 2007. 2. Datos de prueba archivados (laboratorio independiente). 3. 510(k) K051082, WOVE, 2005. 4. Shannon RJ, Chakravarthy D. Effect of a water-based no-sting, protective barrier formulation and a solvent containing similar formulation on skin protection from medical adhesive trauma. Int Wound J. 2009 Feb;6(1):82-8. 5. Datos archivados.