



TERUMOBCT
Unlocking the Potential of Blood

T-SEAL MOBILE

AHORRE TIEMPO CON UN SELLADOR DE LÍNEAS FLEXIBLE, PORTÁTIL Y MANUAL

T-SEAL Mobile combina confiabilidad, flexibilidad y portabilidad para hacer sellos resistentes de forma simple y eficiente. El sellador puede usarse mientras el donante está aún conectado al kit desechable. Este dispositivo versátil sella líneas de cloruro de polivinilo (PVC) y acetato vinílico de etileno (EVA) y se ajusta automáticamente para acomodarse a una variedad de diámetros de líneas. El paquete de baterías cabe fácilmente en un bolsillo de bata de laboratorio y puede producir hasta 1500 sellos por carga, lo que brinda una mayor comodidad y una mayor eficiencia a las personas y a los procesos.



T-SEAL MOBILE

T-SEAL Mobile es un sistema totalmente automático que se utiliza para sellar líneas de PVC y EVA que se asocian con la recolección y el procesamiento de sangre. Al ser compacto, liviano y confiable, este dispositivo puede usarse en cualquier parte del laboratorio o banco de sangre donde se necesite un sello y mientras el donante aún esté conectado a un kit desechable.

Unidad manual

Sujeción cómoda y ergonómica. El disparador es de fácil presión y los sellos se completan rápidamente. El uso del dispositivo es sencillo: un generador especial de radiofrecuencia equipado con un sensor inteligente detecta, controla y ajusta automáticamente el proceso de sellado de acuerdo con el material y el diámetro de las líneas.

Para simplificar aun más la operación, una luz en la parte frontal del dispositivo muestra el estado del proceso de sellado para que los operadores sepan cuándo se completa un sello.

El cabezal de sellado puede extraerse sin la necesidad de usar herramientas para simplificar la limpieza del electrodo.

Paquete de baterías

Al estar diseñado para ser portátil, el paquete de baterías es liviano y compacto, por lo que cabe fácilmente en un bolsillo de bata de laboratorio. Las luces en la parte frontal del dispositivo muestran el estado del proceso de sellado y el nivel de carga, lo que indica cuándo es momento de recargar el dispositivo. El paquete de baterías de ion de litio produce alrededor de 1500 sellos y se carga por completo en aproximadamente tres horas.



Para obtener más información sobre T-SEAL Mobile, comuníquese con un representante de Terumo BCT.

ESPECIFICACIONES	
Código del producto	T5460
Especificaciones de las líneas	Líneas con un diámetro interno de hasta 6,2 mm (0,24 in)
Tiempo de sellado	De 0,4 a 3 segundos, dependiendo del tamaño de las líneas
Tamaño de la unidad de batería (A×L×P)	165 mm × 106 mm × 32 mm (6,50 in × 4,17 in × 1,26 in)
Peso	Unidad de batería: 0,68 kg (1,5 lb) Unidad manual: 0,39 kg (0,86 lb)
Potencia de entrada	Batería de 29,6 V CC, 1,5 Ah
Capacidad de sellado	Aproximadamente 1500 sellos por carga con líneas de PVC con un diámetro externo de hasta 5 mm (0,20 in) a 20 °C (68 °F)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 15 °C a 35 °C (60 °F a 95 °F) Humedad: 10 % al 90 % HR (sin condensación)

PIEZAS	
Unidad manual	8METSM001
Unidad de batería	8METSM002
Cargador de batería	8METSM003

ACCESORIOS	
Funda	8METSM004
Cable de extensión 1,2 m (4 ft)	8METSM005

Fabricado por: Conroy Medical AB,
Valhallavaegen 1, S-194 63 Upplands
Väsby, Suecia
Distribuido por: Terumo BCT Europe N.V.

Disponible en determinados mercados.

TERUMOBCT

Como líder mundial en tecnologías de componentes sanguíneos, aféresis terapéutica y celulares, creemos que la sangre puede hacer todavía más de lo que hace hoy por los pacientes. Esta convicción inspira nuestras innovaciones y fortalece nuestra colaboración con los clientes.

UNLOCKING THE POTENTIAL OF BLOOD | TERUMOBCT.COM

Terumo BCT, Inc.
10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
EE. UU.
Teléfono en EE. UU.: 1.877.339.4228
Teléfono: +1.303.231.4357
Fax: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.
Europa, Medio Oriente y África
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Bélgica
Teléfono: +32.2.715.05.90
Fax: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.
Room 3903-3903A, 39/F
ACE Tower, Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay, Hong Kong
Teléfono: +852.2283.0700
Fax: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.
La Pampa 1517—Piso 12
C1428DZE
Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54.11.5530.5200
Fax: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.
Takanawa Park Tower 13F
20-14, 3-chome,
Higashi Gotanda, Shinagawa-ku
Tokio, 141-0022 Japón
Teléfono: +81.3.6743.7890
Fax: +81.3.6743.9800